

TYMPANOMETRIE ADD-ON

flexibel, einfach und schnell



PATH MEDICAL GmbH

Landsberger Straße 65

82110 Germering / Deutschland

Tel +49 89 800 76 502 / Fax +49 89 800 76 503

info@pathme.de / www.pathme.de




Das Tympanometrie Add-On für SENTIERO ADVANCED


Das Tympanometrie Add-On (TY-MA) ist entwickelt worden, um die diagnostischen Möglichkeiten des SENTIERO ADVANCED vollständig abzurunden. Erstmals können nunmehr in einem tragbaren Gerät, sowohl stand-alone als auch verbunden mit dem PC, **Mittelohrdiagnostik** (Mutlifrequenz Tympanometrie, Multireflex, ETF), **ABR** und **ASSR** (für Neugeborenenhörscreeing als auch zur weiterführenden Diagnostik bis hin zur e-ABR für Cochlea Implantate), **DPOAE** und **TEOAE**, aber auch **Ton- und Sprachaudiometrie** durchgeführt werden.

Entwickelt und vollständig produziert in München, Deutschland. 3 Jahre Garantie auf Herstellungsdefekte.


Tympanometrie Add-On	Screening	Screening + ETF	Screening + 1000 Hz	Diagnostik
Bestellnummer	100560	100913	100689	100561
Druckbereich				
-300 to +300 daPa	•	•	•	•
-600 to +400 daPa				•
Manuelle Druckkontrolle				•
Frequenzen (Tymp)				
226 Hz	•	•	•	•
1000 Hz			•	•
678 Hz, 800 Hz; Simultane Multi-frequenz Aufnahme (alle Frequenzen gleichzeitig)				•
3D Grafik Anzeige verfügbar				•
Pumpengeschwindigkeit				
50, 100, 150, 200 daPa/s; So schnell als möglich	•	•	•	•
Extras				
Speziell für Kinder: Video Animation on-screen	•	•	•	•
Y/B/G Anzeige (Admittanz, Suszeptanz, Konduktanz)				•
Akustischer Reflex Test				
500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz Stimulus bis zu 105 dB HL (selektiert)	•	•	•	•
Breitband, Hoch- und Tiefpass-Rauschen bis zu 90 dB HL	•	•	•	•
Ipsilateraler Reflex	•	•	•	•
Contralateraler Reflex Mono Einsteckhörer Mono Kopfhörer	optional #100867 #100725	optional #100867 #100725	optional #100867 #100725	•
Automatische Reflexschwelle	•	•	•	•
Manueller Reflex				•
Eustachscher Tubenfunktionsstest / ETF				
Intaktes Trommelfell		•	optional	•
Perforiertes Trommelfell		•	optional	•
Klaffende Tube (erweiterte Tuba auditiva)		•	optional	•
Jederzeit erweiterbar	•	•	•	•
Größe und Gewicht				
150 x 72 x 55 mm 170 Gramm	•	•	•	•



Portabel & Verlässlich
Screening und Diagnostik
(Klasse 2 und Klasse 1)



Automatische Klassifikation
Multi-frequenz Tymp
3D Darstellung



Automatische Reflexschwelle
Ipsi und contra

Zusätzliche technische Spezifikationen, Manuals und Hinweise erhalten Sie jederzeit online:

<https://pathme.de/support/#manuals>



Bestellinformation zum Erweiterungsmodul Tympanometrie Add-On für SENTIERO ADVANCED (TY - MA):
 #100947-01: TY-MA incl. Screening Tymp Klasse 2 (#100560) mit einem Starter-Kit für Ohrstöpsel verschiedener Größen
 #100947-02: TY-MA incl. Diagnostik Tymp Klasse 1 (#100561) mit einem Starter-Kit für Ohrstöpsel verschiedener Größen
 Bei Bedarf kann jederzeit die Funktion
 ETF (#100913) und / oder 1000 Hz (#100689) in Verbindung mit Screening Tymp (#100947-01) hinzugefügt werden.



Made in Germany